



ГЛАВНЫЙ ОФИС: E&M ACTIVE LIMITED, FORTIS HOUSE, 160 LONDON ROAD, LONDON, IG11 8BB,  
UNITED KINGDOM - ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ГОЛОВНИЙ ОФІС: E&M ACTIVE LIMITED, FORTIS HOUSE, 160 LONDON ROAD, LONDON, IG11 8BB,  
UNITED KINGDOM - ВЕЛИКА БРИТАНІЯ

НЕПЗП КЕҢСЕ: E&M ACTIVE LIMITED, FORTIS HOUSE, 160 LONDON ROAD, LONDON, IG11 8BB,  
UNITED KINGDOM - ҰЛЫБРИТАНИЯ

HEAD OFFICE: E&M ACTIVE LIMITED, FORTIS HOUSE, 160 LONDON ROAD, LONDON, IG11 8BB,  
UNITED KINGDOM

[WWW.EMACTIVE.COM](http://WWW.EMACTIVE.COM)

ИНСТРУКЦИЯ

**MAGICTOUCH<sup>®</sup> MESK<sup>™</sup>**  
МАССАЖ ЛОКТЕЙ, ПЛЕЧИ И КОЛЕНЕЙ

# СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ E&M ACTIVE®

МЫ БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВЫБОР E&M ACTIVE®. МЫ ПРЕДАНЫ ДЕЛУ УЛУЧШЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ. НАША МИССИЯ СОСТОИТ В ТОМ, ЧТОБЫ ПРЕДЛОЖИТЬ КАЖДОМУ В МИРЕ ЛУЧШИЕ ИЗ ВОЗМОЖНЫХ ПРОДУКТОВ, ОТВЕЧАЮЩИХ САМЫМ ВЫСОКИМ СТАНДАРТАМ КАЧЕСТВА, ЭФФЕКТИВНОСТИ И ДИЗАЙНА.

НАДЕЕМСЯ, ВЫ НАСЛАЖДАЕТЕСЬ НОВЫМ ПРОДУКТОМ ОТ E&M ACTIVE®. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ХРАНИТЕ ЕЕ В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ, ЧТОБЫ ВЫ МОГЛИ ПРОСМОТРЕТЬ ЕЕ В БУДУЩЕМ.

**В E&M ACTIVE® МЫ СОЗДАЕМ КРАСОТУ И ЗДОРОВЬЕ,  
А ТАКЖЕ МАТЕРИАЛИЗУЕМ ЛЮБОВЬ.**

НАША ФИЛОСОФИЯ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО ЖИЗНЬ СЛЕДУЕТ ПРОЖИВАТЬ  
С УДОВОЛЬСТВИЕМ, А ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА  
ДОЛЖНЫ ВДОХНОВЛЯТЬСЯ ЛЮБОВЬЮ.

ЧТОБЫ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О НАШЕЙ ТОРГОВОЙ МАРКЕ. ПОСЕТИТЕ НАС НА САЙТЕ [WWW.EMACTIVE.COM](http://WWW.EMACTIVE.COM)



## ДАВАЙТЕ НАЧНЕМ

ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ РАБОТУ.....	3
БЕЗОПАСНОСТЬ.....	8
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	10
УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	11

**ВАМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ:**

- ✓ УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
- ✓ ЭТО НЕ ИГРУШКА; УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.
- ✓ ВСЕГДА ХРАНИТЕ УСТРОЙСТВО В МЕСТЕ, НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ, ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ ЕГО НЕ ИСПОЛЬЗУЕТЕ.

**ВАШ ПРОДУКТ**



**ТАКЖЕ В КОМПЛЕКТЕ**



АДАПТЕР



СУМКА ИЗ МЯГКОЙ ТКАНИ




УДЛИНЕННЫЙ РЕМЕНЬ

УСТРОЙСТВО ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОЛНОСТЬЮ СОБРАННЫМ. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЛЕДУЕТ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ВСЕ КОМПОНЕНТЫ И КРЕПЛЕНИЯ НАДЕЖНО ПОДСОЕДИНЕНЫ, А ТАКЖЕ, ЧТО УСТРОЙСТВО ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ НАХОДИТСЯ В ИДЕАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ НИКАКИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, НЕ РЕКОМЕНДОВАННЫЕ E&M ACTIVE®.

ВАШ ПРОДУКТ

СЕНСОРНЫЙ ЖК ЭКРАН



MAGIC TOUCH® MESK™

МАССАЖ ЛОКТЕЙ, ПЛЕЧИ КОЛЕНЕЙ

УРОВЕНЬ I  
(ПОДСВЕЧЕНО ОДНО ДЕЛЕНИЕ)

УРОВЕНЬ II  
(ПОДСВЕЧЕНО ДВА ДЕЛЕНИЯ)

УРОВЕНЬ III  
(ПОДСВЕЧЕНО ТРИ ДЕЛЕНИЯ)

1. КНОПКА ВКЛ./ВЫКЛ.
2. КНОПКА ДЛИННОВОЛНОВОГО ИНФРАКРАСНОГО ТЕПЛА С УГЛЕРОДНЫМ ВОЛОКНОМ
3. КНОПКА АКУПРЕССУРНОГО РАСЛАБЛЯЮЩЕГО МАССАЖА
4. КНОПКА ВИБРАЦИОННОГО МАССАЖА
5. ИНДИКАТОР ИНТЕНСИВНОСТИ ВИБРАЦИОННОГО МАССАЖА
6. ИНДИКАТОР ИНТЕНСИВНОСТИ АКУПРЕССУРНОГО МАССАЖА
7. ИНДИКАТОР ИНТЕНСИВНОСТИ ДЛИННОВОЛНОВОГО ИНФРАКРАСНОГО ТЕПЛА
8. ТАЙМЕР С ОБРАТНЫМ ОТСЧЕТОМ

ПОДГОТОВКА ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- ✓ ОТКРОЙТЕ КОРОБКУ И ВЫНЬТЕ УСТРОЙСТВО.
- ✓ СНИМИТЕ ВСЮ ЗАЩИТНУЮ УПАКОВКУ И ПОДСОЕДИНИТЕ УСТРОЙСТВО К СЕТИ.
- ✓ СЛЕДУЕТ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО НАПРЯЖЕНИЕ В СЕТИ ОТВЕЧАЕТ УКАЗАННОМУ НА ЭТИКЕТКЕ.
- ✓ ПОСЛЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПОДСВЕТКА КНОПКИ ВКЛ./ВЫКЛ. БУДЕТ СВЕТИТЬСЯ.

ВАШ ПРОДУКТ

УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ

⏻ КНОПКА ВКЛ./ВЫКЛ.

КОГДА ВЫ НАЖМЕТЕ КНОПКУ ВКЛЮЧЕНИЯ, УСТРОЙСТВО ИЗДАСТ ОДИН ВЫСОКИЙ ЗВУК, КОТОРЫЙ УКАЗЫВАЕТ НА ТО, ЧТО ОНО ГОТОВО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ. УСТРОЙСТВО ПЕРЕЙДЕТ В РЕЖИМ «ПО УМОЛЧАНИЮ», С УМЕРЕННЫМ (УРОВЕНЬ II) ТЕПЛОМ, АКУПРЕССУРНЫМ И ВИБРАЦИОННЫМ МАССАЖЕМ. ЕСЛИ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ ВЫКЛЮЧИТЬ УСТРОЙСТВО, НАЖМИТЕ КНОПКУ ВКЛ./ВЫКЛ. - УСТРОЙСТВО ИЗДАСТ ТРИ ВЫСОКИХ ЗВУКА, КОТОРЫЕ УКАЗЫВАЮТ НА ТО, ЧТО УСТРОЙСТВО ВЫКЛЮЧЕНО.



УРОВНИ	ТЕПЛО	АКУПРЕССУРНЫЙ РАСЛАБЛЯЮЩИЙ МАССАЖ	ВИБРАЦИОННЫЙ МАССАЖ
УРОВЕНЬ I	35±3°C	43 кПа	5767±15% об/мин
УРОВЕНЬ II	39±3°C	45 кПа	6130±15% об/мин
УРОВЕНЬ III	42±3°C	48 кПа	6493±15% об/мин

🔥 КНОПКА ДЛИННОВОЛНОВОГО ИНФРАКРАСНОГО ТЕПЛА С УГЛЕРОДНЫМ ВОЛОКНОМ РЕГУЛИРУЕТ ИНТЕНСИВНОСТЬ НАГРЕВАНИЯ.

🌀 КНОПКА АКУПРЕССУРНОГО РАСЛАБЛЯЮЩЕГО МАССАЖА ПОЗВОЛЯЕТ ВАМ ИЗМЕНИТЬ УРОВЕНЬ АКУПРЕССУРНОГО ДАВЛЕНИЯ.

🌀 КНОПКА ВИБРАЦИОННОГО МАССАЖА МЕНЯЕТ УРОВЕНЬ ИНТЕНСИВНОСТИ ВИБРАЦИИ ПРИ КАЖДОМ НАЖАТИИ.

🕒 ТАЙМЕР С ОБРАТНЫМ ОТСЧЕТОМ ВРЕМЕНИ ПО УМОЛЧАНИЮ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ СОСТАВЛЯЕТ 10 МИНУТ.

РАЗМЕЩЕНИЕ



**MAGISTOUCH® MESK™**  
 МАССЖ ЛОКТЕЙ, ПЛЕЧИ И КОЛЕНЕЙ

MAGISTOUCH MESK™ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДЛИННОВОЛНОВОЕ ИНФРАКРАСНОЕ ТЕПЛО, КОТОРОЕ ИМЕЕТ МНОЖЕСТВО ПРЕИМУЩЕСТВ ПЕРЕД ОБЫЧНЫМИ ПРОГРЕВАЮЩИМИ УСТРОЙСТВАМИ И МЕТОДАМИ ПРОГРЕВАНИЯ. СИСТЕМА ДЛИННОВОЛНОВОГО ПРОГРЕВАНИЯ ИСПОЛЬЗУЕТ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ УГЛЕРОДНОГО ВОЛОКНА ДЛЯ ГЕНЕРИРОВАНИЯ ДЛИННОВОЛНОВЫХ ИНФРАКРАСНЫХ ЛУЧЕЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ. ТЕПЛО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ГЛУБОКО В КРОВЕНОСНЫЕ СОСУДЫ, УЛУЧШАЕТ ЦИРКУЛЯЦИЮ И ПОЗВОЛЯЕТ БОЛЕЕ БОГАТОЙ НА КИСЛОРОД КРОВИ ПРОНИКАТЬ В ОКРУЖАЮЩИЕ ТКАНИ, ЧТО ПОМОГАЕТ В ЛЕЧЕНИИ ВОСПАЛЕНИЙ И ТРАВМ.



ЛОКТИ



ПЛЕЧИ



КОЛЕНИ

**ПОДСКАЗКИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ВАШЕГО САМОЧУВСТВИЯ**

1. ВЫБЕРИТЕ ЧАСТЬ ТЕЛА И УДОБНО ЗАФИКСИРУЙТЕ MAGISTOUCH® MESK™; УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПРОДУКТ ЗАКРЕПЛЕН.
2. ВЫ МОЖЕТЕ РЕГУЛИРОВАТЬ НАСТРОЙКИ МАССАЖА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВАШИХ ТРЕБОВАНИЙ.
3. ТЕПЕРЬ СДЕЛАЙТЕ ГЛУБОКИЙ ВДОХ, РАССЛАБЬТЕСЬ И НАСЛАЖДАЙТЕСЬ МАССАЖЕМ!

\* ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПЕРЕХОДИТЬ К КАКОЙ-ЛИБО НОВОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ РЕГУЛЯРНЫХ УПРАЖНЕНИЙ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВАШИМ ВРАЧОМ. ЛЮБАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННАЯ ВАМ E&M ACTIVE, НЕ МОЖЕТ СЧИТАТЬСЯ МЕДИЦИНСКОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ ИЛИ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ КАСАТЕЛЬНО ЗДОРОВЬЯ ИЛИ ЗАБОЛЕВАНИЯ КАКОГО-ЛИБО ЛИЦА. ИСПОЛЬЗУЯ УСТРОЙСТВО, ВЫ ПРИНИМАЕТЕ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ УБЫТКИ, ТРАВМЫ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ СТАТЬ РЕЗУЛЬТАТОМ КАКИХ-ЛИБО РЕШЕНИЙ ИЛИ РЕКОМЕНДАЦИЙ, ПРИНЯТЫХ ВАМИ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТРОЙСТВА.

**ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА, ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ. ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТРОЙСТВА ВСЕГДА СЛЕДУЙТЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ. ТАКЖЕ ОЗНАКОМЬТЕСЬ СО СЛЕДУЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИЕЙ:**

1. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ.
2. ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ УСТРОЙСТВА СЛЕДУЕТ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ДОСТУПНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ В ЭЛЕКТРОСЕТИ СООТВЕТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЮ, УКАЗАННОМУ НА ЭТИКЕТКЕ.
3. ЕСЛИ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ, СЛЕДУЕТ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО МАКСИМАЛЬНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ УДЛИНИТЕЛЬНОГО КАБЕЛЯ НЕ ПРЕВЫШАЕТСЯ.
4. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЯДОМ С УТРОЙСТВОМ НОЖИ ИЛИ ДРУГИЕ ОСТРЫЕ ПРЕДМЕТЫ.
5. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО НЕ РАНЬШЕ, ЧЕМ ЧЕРЕЗ 1 ЧАС ПОСЛЕ ПРИЕМА ПИЩИ.
6. УСТРОЙСТВО НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАКИМИ-ЛИБО ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ, СЕНСОРНЫМИ ИЛИ УМСТВЕННЫМИ СПОСОБНОСТЯМИ ИЛИ НЕДОСТАТОЧНЫМ ОПЫТОМ И ЗНАНИЯМИ. ТАКЖЕ ЭТО УСЛОВИЕ КАСАЕТСЯ ДЕТЕЙ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫМИ ЛИЦАМИ ВОЗМОЖНО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ, ИЛИ С РАЗРЕШЕНИЯ ЛИЦА, ОТВЕЧАЮЩЕГО ЗА ИХ БЕЗОПАСНОСТЬ.
7. ДЕТИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОД ПРИСМОТРОМ, ЧТОБЫ БЫТЬ УВЕРЕННЫМИ, ЧТО ОНИ НЕ ИГРАЮТ С УСТРОЙСТВОМ. ВЗРОСЛЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОСТОРОЖНЫМИ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТРОЙСТВА В БЛИЗИ ДЕТЕЙ И/ИЛИ ЖИВОТНЫХ.
8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА ДОЛЖНО БЫТЬ КОМФОРТНЫМ И ПРИЯТНЫМ; ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКНУТ КАКИЕ-ЛИБО СОМНЕНИЯ – ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.
9. УСТРОЙСТВО КАК ТАКОВОЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКИМ УСТРОЙСТВОМ; ЕСЛИ ВЫ ОЩУЩАЕТЕ КАКОЙ-ЛИБО ДИСКОМФОРТ, ПОЖАЛУЙСТА, ПРЕКРАТИТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА.
10. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ КАКОЙ-ЛИБО ВОДЫ, РАКОВИН, ВАНН ИЛИ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ.

11. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО В ТАКИХ МЕСТАХ КАК КУХНЯ, ГДЕ БРЫЗГИ ГОРЯЧЕГО МАСЛА ИЛИ ДРУГИХ ЖИДКОСТЕЙ МОГУТ ПОПАДАТЬ НА ПЛАСТИКОВЫЕ ЧАСТИ УСТРОЙСТВА: ЛЮБОЙ КОНТАКТ С ЖИДКОСТЬЮ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ И РАЗРУШЕНИЮ.
12. НЕ ТЯНИТЕ ЗА ШНУР ПИТАНИЯ; ЭТО ВАЖНО ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЛОМОК ШНУРА ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЙ СОЕДИНЕНИЯ.
13. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ШНУР ПИТАНИЯ РЯДОМ С НАГРЕВАТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ ИЛИ КАКИМИ-ЛИБО ИСТОЧНИКАМИ ОГНЯ
14. УСТРОЙСТВО НЕ ДОЛЖНО НАХОДИТЬСЯ РЯДОМ С ИСТОЧНИКАМИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ, ОТКРЫТОГО ОГНЯ ИЛИ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ.
15. НИКОГДА НЕ ПОГРУЖАЙТЕ УСТРОЙСТВО В ВОДУ ИЛИ КАКУЮ-ЛИБО ЖИДКОСТЬ.
16. КОГДА УСТРОЙСТВО НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ, А ТАКЖЕ ПЕРЕД ЧИСТКОЙ, ОТСОЕДИНЯЙТЕ УСТРОЙСТВО ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ.
17. ХРАНИТЕ ВАШЕ УСТРОЙСТВО В ЧИСТОМ СУХОМ МЕСТЕ.
18. ЕСЛИ ШНУР ПИТАНИЯ ПОВРЕЖДЕН, ВО ИЗБЕЖАНИЕ НАНЕСЕНИЯ ВРЕДА, ОБРАТИТЕСЬ В МЕСТО ПРИОБРЕТЕНИЯ ИЛИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ЭЛЕКТРИКУ.
19. НЕ РАЗБИРАЙТЕ УСТРОЙСТВО И НЕ МЕНЯЙТЕ ЕГО КОНСТРУКЦИЮ.
20. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО, ЕСЛИ ЕГО КОРПУС ПОВРЕЖДЕН ИЛИ РАЗОБРАН.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТОРГОВАЯ МАРКА	E&M ACTIVE/MAGICTOUCH®MESK™
ПРОДУКТ	МАССАЖ ЛОКТЕЙ, ПЛЕЧ И КОЛЕНЕЙ
ИЗДЕЛИЕ №.	EM16
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ПОСТОЯННЫЙ ТОК 5 В
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	10 Вт
НОМИНАЛЬНОЕ ВРЕМЯ	10 МИНУТ
ПИТАНИЕ	ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК 100-240В 50/60Гц 0,35 А
ВЕС	0,79 КГ

\*ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ СМ. ЭТИКЕТКУ ПРОДУКТА. СПРОЕКТИРОВАНО И РАЗРАБОТАНО E&M ACTIVE В ЛОНДОНЕ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ.



ИЗГОТОВЛЕНО В КИТАЕ.  
ЭТО УСТРОЙСТВО ОТВЕЧАЕТ ВСЕМ ЕВРОПЕЙСКИМ И МЕЖДУНАРОДНЫМ ДИРЕКТИВАМ, КОТОРЫЕ ЕГО КАСАЮТСЯ.

## УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. ПЕРЕД ЧИСТКОЙ ВСЕГДА ОТСОЕДИНЯЙТЕ УСТРОЙСТВО ОТ СЕТИ.
2. НЕ ЛЕЙТЕ ВОДУ ИЛИ КАКУЮ-ЛИБО ДРУГУЮ ЖИДКОСТЬ (НАПРИМЕР, БЕНЗИН, РАЗБАВИТЕЛЬ ИЛИ КОРРОЗИОННЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ) НА УСТРОЙСТВО ИЛИ ВНУТРЬ НЕГО.
3. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МОКРУЮ ТКАНЬ ДЛЯ ЧИСТКИ УСТРОЙСТВА. ДЛЯ ЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТИ ПРОДУКТА ИСПОЛЬЗУЙТЕ МЯГКУЮ СУХУЮ ТКАНЬ. ТАКЖЕ, ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО ЗАГРЯЗНЕНИЙ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПЕРИОДИЧЕСКИ ЧИСТИТЬ УСТРОЙСТВО ПУТЕМ ЛЕГКОГО ПРОТИРАНИЯ МЯГКОЙ ТКАНЬЮ.
4. КОГДА ВЫ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ВАШЕ УСТРОЙСТВО, МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ХРАНИТЬ ЕГО В ОРИГИНАЛЬНОЙ КОРОБКЕ. ВАЖНО ХРАНИТЬ ЕГО В БЕЗОПАСНОМ И СУХОМ МЕСТЕ, ЗАЩИЩЕННОМ ОТ ПЫЛИ.

## ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ГАРАНТИИ

ПАРТНЕР E&M ACTIVE® ГАРАНТИРУЕТ НОРМАТИВНЫЙ ПЕРИОД ГАРАНТИИ. УСТРОЙСТВО ИМЕЕТ МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ГАРАНТИИ ОДИН (1) ГОД, НАЧИНАЯ С ДАТЫ, УКАЗАННОЙ В СЧЕТЕ ПЕРВИЧНОГО ПРИОБРЕТЕНИЯ, ИЛИ В ЧЕКЕ ПРОДАЖИ. ЕСЛИ ВАМ НЕОБХОДИМА ПОМОЩЬ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ УСТРОЙСТВА, ОБСЛУЖИВАНИИ ИЛИ РЕМОНТЕ, ОБРАТИТЕСЬ В МЕСТО ПЕРВИЧНОГО ПРИОБРЕТЕНИЯ. ИЗДЕЛИЕ, КАК ПРАВИЛО, ВОЗВРАЩАЕТСЯ В МЕСТО ПЕРВИЧНОГО ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗА ВАШ СЧЕТ.

ГАРАНТИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННАЯ ПАРТНЕРОМ E&M ACTIVE®, ОГРАНИЧИВАЕТСЯ РЕМОНТОМ ИЛИ ЗАМЕНОЙ ПРОДУКТА: НА ПРОТЯЖЕНИИ УКАЗАННОГО ПЕРИОДА ПАРТНЕР E&M ACTIVE® ОСУЩЕСТВИТ РЕМОНТ ИЛИ ЗАМЕНУ КАКОЙ-ЛИБО ДЕТАЛИ УСТРОЙСТВА БЕСПЛАТНО, ЕСЛИ ПРОДУКТ БУДЕТ ПРИЗНАН ДЕФЕКТНЫМ. ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ИЗНОС, ОШИБКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, СЛУЧАЙНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ПРИРОДНЫЕ КАТАСТРОФЫ, КОММЕРЧЕСКОЕ ИЛИ ОБЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, БЫВШИЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ УСТРОЙСТВА, НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ РЕМОНТ КАКИМ-ЛИБО ЛИЦОМ, КОТОРОЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ДИЛЕРОМ АГЕНТОМ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ПРИМЕНЕНИЕ ГАРАНТИИ НЕ ПРИВЕДЕТ К ПОЛНОЙ ЗАМЕНЕ УСТРОЙСТВА ИЛИ ВОЗМЕЩЕНИЮ УБЫТКОВ КЛИЕНТА.

## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

НЕИСПРАВНОСТИ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
УСТРОЙСТВО НЕ РАБОТАЕТ.	УСТРОЙСТВО ВЫКЛЮЧЕНО.	ВКЛЮЧИТЕ УСТРОЙСТВО.
	ШТЕПСЕЛЬНАЯ ВИЛКА НЕПРАВИЛЬНО ВСТАВЛЕНА В РОЗЕТКУ.	ПРОВЕРЬТЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО В РОЗЕТКЕ ЕСТЬ КОНТАКТ С СЕТЬЮ.
	ПОВРЕЖДЕНИЕ ПРОДУКТА.	ОБРАТИТЕСЬ В МЕСТО ПРИОБРЕТЕНИЯ.
СЕНСОРНЫЙ ЖК ЭКРАН НЕ ОТВЕЧАЕТ НА ПРИКОСНОВЕНИЕ.	НА ПОВЕРХНОСТИ СЕНСОРНОГО ЖК ЭКРАНА ПРИСУТСТВУЕТ ВОДА.	ВЫСУШИТЕ ПОВЕРХНОСТЬ. РАБОТАЙТЕ С ПРОДУКТОМ ТОЛЬКО СУХИМИ РУКАМИ.
КРАСНАЯ ЛАМПА (ЛАМПЫ) НЕ СВЕТИТСЯ	РАЗБИТА КОЛБА ЛАМПЫ ИЛИ ПОЛОМАН ГИБКИЙ КАБЕЛЬ.	ОБРАТИТЕСЬ В МЕСТО ПРИОБРЕТЕНИЯ.
ВИБРАЦИЯ, ДАВЛЕНИЕ ИЛИ НАГРЕВАНИЕ НЕ РАБОТАЮТ	ПОВРЕЖДЕНИЕ ПРОДУКТА.	ОБРАТИТЕСЬ В МЕСТО ПРИОБРЕТЕНИЯ.
УСТРОЙСТВО НЕОЖИДАННО ПРЕКРАТИЛО РАБОТУ.	ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МОЩНОСТЬ, ПРЕВЫШАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННУЮ МОЩНОСТЬ ИЛИ НАПРЯЖЕНИЕ.	ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК УСТРОЙСТВА, УКАЗАННЫХ НА ЭТИКЕТКЕ.
	УСТРОЙСТВО ИСПОЛЬЗОВАЛОСЬ НЕПРЕРЫВНО НА ПРОТЯЖЕНИИ ДЛИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ, ЧТО ПРИВЕЛО К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВЫКЛЮЧЕНИЮ ЗАЩИТНОГО КОНТУРА	ВЫКЛЮЧИТЕ УСТРОЙСТВО. ДАЙТЕ ЕМУ ОТДОХНУТЬ НЕ МЕНЕЕ ПОЛУЧАСА. ИМЕЙТЕ В ВИДУ, ЧТО УСТРОЙСТВО СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕ ДОЛЬШЕ РЕКОМЕНДОВАННОГО ВРЕМЕНИ, ЧТО СОСТАВЛЯЕТ ТРИДЦАТЬ МИНУТ.

ЕСЛИ ВАМ НЕОБХОДИМА ПОМОЩЬ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВАШЕГО УСТРОЙСТВА, ОБСЛУЖИВАНИИ ИЛИ РЕМОНТЕ, ОБРАТИТЕСЬ В МЕСТО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПРОДАЖИ.

[WWW.EMACTIVE.COM](http://WWW.EMACTIVE.COM)



ІНСТРУКЦІЯ

**MAGICTOUCH® MESK™**

МАСАЖ ЛІКТІВ, ПЛЕЧЕЙ ТА КОЛІН



# СЕРДЕЧНЕ ВІТАННЯ ВІД E&M ACTIVE®

ДЯКУЄМО ЗА ВИБІР E&M ACTIVE® МИ ВІДДАНІ СПРАВІ ВДОСКОНАЛЕННЯ СТАНУ ЗДОРОВ'Я. НАША МІСІЯ ПОЛЯГАЄ У ПРОПОЗИЦІЇ ВСІМ У СВІТІ НАЙКРАЩИХ З МОЖЛИВИХ ПРОДУКТІВ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ НАЙВИЩИМ СТАНДАРТАМ ЯКОСТІ, ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ДИЗАЙНУ.

СПОДІВАЄМОСЬ, ЩО ВИ НАСОЛОДЖУЄТЕСЯ НОВИМ ПРОДУКТОМ ВІД E&M ACTIVE® УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ТА ТРИМАЙТЕ ЇЇ У БЕЗПЕЧНОМУ МІСЦІ ДЛЯ МАЙБУТНІХ ПЕРЕГЛЯДІВ.

У E&M ACTIVE® МИ СТВОРЮЄМО КРАСУ ТА ЗДОРОВ'Я І МАТЕРІАЛІЗУЄМО ЛЮБОВ.  
НАША ФІЛОСОФІЯ ПОЛЯГАЄ В ТОМУ,  
ЩО ЖИТТЯ СЛІД ПРОЖИВАТИ З ЗАДОВОЛЕННЯМ, А ЗДОРОВ'Я ТА КРАСА  
ПОВИННІ НАДИХАТИСЯ ЛЮБОВ'Ю.

ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ ПРО НАШУ ТОРГІВЕЛЬНУ МАРКУ. ВІДВІДАЙТЕ НАШ САЙТ [WWW.EMACTIVE.COM](http://WWW.EMACTIVE.COM)

## ДАВАЙТЕ ПОЧНЕМО

ПЕРШ НІЖ ПОЧАТИ РОБОТУ.....	3
БЕЗПЕКА.....	8
ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ.....	10
ДОГЛЯД ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ.....	11

**ВАМ СЛІД ЗНАТИ:**

- ✓ ПРИЛАД ПРИЗНАЧЕНИЙ ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ.
- ✓ ЦЕ НЕ ІГРАШКА, ПРОДУКТ ПРИЗНАЧЕНИЙ ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ДОРΟΣЛИХ.
- ✓ ТРИМАЙТЕ У МІСЦІ, НЕДОСТУПНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ДОМАШНІХ ТВАРИН , У БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС, НАВІТЬ ЯКЩО НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЕ.



**ВАШ ПРОДУКТ**

ДОВГОХВИЛЬОВЕ ІНФРАЧЕРВОНЕ  
ТЕПЛО З ВУГЛЕЦЕВИМ  
ВОЛОКНОМ

АКУПРЕСУРНИЙ РОЗСЛАБЛЮЧИЙ  
МАСАЖ ТА ДОВГОХВИЛЬОВЕ  
ІНФРАЧЕРВОНЕ ТЕПЛО З  
ВУГЛЕЦЕВИМ ВОЛОКНОМ

ВІБРОМАСАЖ

19 ЧЕРВОНИХ СВІТЛОДІОДНИХ  
ПРОМЕНІВ



СЕНСОРНИЙ РК ЕКРАН  
ПІДКЛЮЧЕННЯ ЖИВЛЕННЯ  
ВНУТРІШНЯ ПОВЕРХНЯ  
З М'ЯКОЇ ТКАНИНИ  
ФІКСУЮЧИЙ РЕМІНЬ

**ТАКОЖ У КОМПЛЕКТІ**



АДАПТЕР



СУМКА З М'ЯКОЇ  
ТКАНИНИ




ПОДОВЖЕНИЙ  
РЕМІНЬ

ПРИСТРІЙ ПОСТАЧАЄТЬСЯ ПОВНІСТЮ ЗІБРАНИМ. ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ СЛІД ПЕРЕСВІДЧИТИСЯ, ЩО ВСІ КОМПОНЕНТИ ТА КРІПЛЕННЯ НАДІЙНО ПРИЄДНАНІ, ТА ПЕРЕСВІДЧИТИСЯ, ЩО ПРИСТРІЙ ПЕРЕБУВАЄ У ІДЕАЛЬНОМУ СТАНІ ПЕРЕД ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЖОДНИХ ДОДАТКОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ, НЕ РЕКОМЕНДОВАНИХ E&M ACTIVE.®

ВАШ ПРОДУКТ

СЕНСОРНИЙ РК ЕКРАН



MAGIC TOUCH® MESK™

МАСАЖ ЛІКТІВ, ПЛЕЧЕЙ ТА КОЛІН

РІВЕНЬ I  
(ОДНА ПІДСВІЧЕНА РИСКА)

РІВЕНЬ II  
(ДВІ ПІДСВІЧЕНІ РИСКИ)

РІВЕНЬ III  
(ТРИ ПІДСВІЧЕНІ РИСКИ)

1. КНОПКА ВВІМК./ВИМК.
2. КНОПКА ДОВГОХВИЛЬОВОГО ІНФРАЧЕРВОНОГО ТЕПЛА З ВУГЛЕЦЕВИМ ВОЛОКНОМ
3. КНОПКА АКУПРЕСУРНОГО РОЗСЛАБЛЮЮЧОГО МАСАЖУ
4. КНОПКА ВІБРАЦІЙНОГО МАСАЖУ
5. ІНДИКАТОР ІНТЕНСИВНОСТІ ВІБРАЦІЙНОГО МАСАЖУ
6. ІНДИКАТОР ІНТЕНСИВНОСТІ АКУПРЕСУРНОГО РОЗСЛАБЛЮЮЧОГО МАСАЖУ
7. ІНДИКАТОР ІНТЕНСИВНОСТІ ДОВГОХВИЛЬОВОГО ІНФРАЧЕРВОНОГО ТЕПЛА
8. ТАЙМЕР ЗІ ЗВОРОТНИМ ВІДЛІКОМ

ПІДГОТОВКА ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

- ✓ ВІДКРИЙТЕ КОРОБКУ ТА ВИЙМІТЬ ПРИЛАД.
- ✓ ПІД'ЄДНАЙТЕ ПРИЛАД ДО РОЗЕТКИ МЕРЕЖІ ЖИВЛЕННЯ ПІСЛЯ ЗНЯТТЯ ВСІЄЇ ЗАХИСНОЇ УПАКОВКИ.
- ✓ СЛІД ПЕРЕСВІДЧИТИСЯ, ЩО НАПРУГА, ЯКА НАДХОДИТЬ З РОЗЕТКИ, ВІДПОВІДАЄ ВКАЗАНІЙ НА ЕТИКЕТЦІ.
- ✓ ПІСЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ ПІДСВІТКА КНОПКИ ВВІМК./ВИМК БУДЕ СВІТИТИСЯ.

ВАШ ПРОДУКТ

УПРАВЛІННЯ ПРИСТРОЄМ

⏻ КНОПКА ВВІМК./ВИМК.

КОЛИ ВИ ВВІМКНЕТЕ КНОПКУ, ПРИСТРІЙ ВИДАСТЬ ОДИН ВИСОКИЙ ЗВУК, ЯКИЙ ВКАЗУЄ НА ТЕ, ЩО ВІН ГОТОВИЙ. ВІН ПЕРЕЙДЕ У РЕЖИМ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ, З ПОМІРНИМ (РІВЕНЬ II) ТЕПЛОМ, АКУПРЕСУРНИМ ТА ВІБРАЦІЙНИМ МАСАЖЕМ. ЯКЩО ВИ БАЖАЄТЕ ВИМКНУТИ ПРИЛАД, НАТИСНІТЬ КНОПКУ ВВІМК./ВИМК - ВІН ВИДАСТЬ ТРИ ВИСОКИХ ЗВУКИ, ЯКІ ВКАЗУЮТЬ НА ВИМИКАННЯ.



РІВНІ	ТЕПЛО	АКУПРЕСУРНИЙ РОЗСЛАБЛЮЮЧИЙ МАСАЖ	ВІБРАЦІЙНИЙ МАСАЖ
РІВЕНЬ I	35±3°C	43 кПа	5767±15% об/хв
РІВЕНЬ II	39±3°C	45 кПа	6130±15% об/хв
РІВЕНЬ III	42±3°C	48 кПа	6493±15% об/хв

🔥 КНОПКА ДОВГОХВИЛЬОВОГО ІНФРАЧЕРВОНОГО ТЕПЛА З ВУГЛЕЦЕВИМ ВОЛОКНОМ РЕГУЛЮЄ ІНТЕНСИВНІСТЬ НАГРІВАННЯ

🌀 КНОПКА АКУПРЕСУРНОГО РОЗСЛАБЛЮЮЧОГО МАСАЖУ ДОЗВОЛЯЄ ВАМ ЗМІНИТИ РІВЕНЬ АКУПРЕСУРНОГО ТИСКУ.

🔊 КНОПКА ВІБРАЦІЙНОГО МАСАЖУ ЗМІНЮЄ РІВЕНЬ ІНТЕНСИВНОСТІ ВІБРАЦІЇ ПРИ КОЖНОМУ НАТИСКАННІ.

🕒 ТАЙМЕР ЗІ ЗВОРОТНИМ ВІДЛІКОМ ЧАСУ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ СКЛАДАЄ 10 ХВИЛИН.

РОЗМІЩЕННЯ




**MAGISTOUCH® MESK™**

МАСАЖ ЛІКТІВ, ПЛЕЧЕЙ ТА КОЛІН

MAGISTOUCH MESK™ НАДАЄ ДОВГОХВИЛЬОВЕ ІНФРАЧЕРВОНЕ ТЕПЛО, ЯКЕ МАЄ НАБАГАТО БІЛЬШЕ ПЕРЕВАГ, НІЖ ЗВИЧАЙНІ ПРОГРІВАЧІ ТА МЕТОДИ ПРОГРІВАННЯ. СИСТЕМА ДОВГОХВИЛЬОВОГО ПРОГРІВАННЯ ВИКОРИСТОВУЄ НАГРІВАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ З ВУГЛЕЦЕВОГО ВОЛОКНА ДЛЯ ГЕНЕРУВАННЯ ДОВГОХВИЛЬОВИХ ІНФРАЧЕРВОНИХ ПРОМЕНІВ ГЛИБОКОГО ПРОНИКНЕННЯ. ТЕПЛО РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ ГЛИБОКО У КРОВОНОСНІ СУДИНИ, ПОКРАЩУЄ ЦИРКУЛЯЦІЮ ТА ДОЗВОЛЯЄ БІЛЬШ БАГАТІЙ НА КИСЕНЬ КРОВІ ПРОНИКАТИ В ОТОЧУЮЧУ ТКАНИНУ, ЩО ДОПОМОГАЄ У ЛІКУВАННІ ЗАПАЛЕННЯ ТА ТРАВМ.



ЛІКТІ



ПЛЕЧІ



КОЛІНА

**ПІДКАЗКИ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ВАШОГО САМОПОЧУТТЯ**

1. ОБЕРІТЬ ЧАСТИНУ ТІЛА ТА ЗРУЧНО ЗАФІКСУЙТЕ MAGISTOUCH® MESK™, ПЕРЕСВІДЧИВШИСЬ, ЩО ПРОДУКТ ЗАКРІПЛЕНИЙ.
2. У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ВАШИХ ВИМОГ, ВИ МОЖЕТЕ ВІДРЕГУЛЮВАТИ НАЛАШТУВАННЯ МАСАЖУ.
3. ТЕПЕР ЗРОБІТЬ ГЛИБОКИЙ ВДОХ, РОЗСЛАБТЕСЯ ТА НАСЛОДЖУЙТЕСЬ ПОМ'ЯКШУЮЧИМ РОЗСЛАБЛЮЮЧИМ МАСАЖЕМ!

\* ПОРАДЬТЕСЬ З ВАШИМ ЛІКАРЕМ, ПЕРШ НІЖ ПЕРЕХОДИТИ ДО БУДЬ-ЯКОЇ НОВОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ РЕГУЛЯРНИХ ВПРАВ. ЖОДНА ІНФОРМАЦІЯ, НАДАНА E&M ACTIVE, НЕ МОЖЕ ВВАЖАТИСЯ МЕДИЧНОЮ РЕКОМЕНДАЦІЄЮ ЧИ РЕКОМЕНДАЦІЄЮ ЩОДО ЗДОРОВ'Я АБО ЗАХВОРЮВАННЯ БУДЬ-ЯКОЇ ОСОБИ. ВИКОРИСТОВУЮЧИ ПРИЛАД, ВИ ПРИЙМАЄТЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА БУДЬ-ЯКІ ВТРАТИ, ТРАВМИ АБО ПОШКОДЖЕННЯ, ЯКІ Є НАСЛІДКОМ ВСІХ РІШЕНЬ АБО РЕКОМЕНДАЦІЙ, ПРИЙНЯТИХ ВАМИ ПІД ЧАС КОРИСТУВАННЯ ПРИЛАДОМ.

**ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПРИЛАДУ, БУДЬ ЛАСКА, УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАНУ ІНСТРУКЦІЮ. ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ ЗАВЖДИ ДОТРИМУЙТЕСЯ ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ. ТАКОЖ ОЗНАЙОМТЕСЯ З НАСТУПНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ:**

1. УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ДАНУ ІНСТРУКЦІЮ.
2. ПЕРЕД ПІДКЛЮЧЕННЯМ ПРИСТРОЮ СЛІД УПЕВНИТИСЯ, ЩО ДОСТУПНА НАПРУГА ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ ВІДПОВІДАЄ НАПРУЗИ, ВКАЗАНІЙ НА ЕТИКЕТЦІ.
3. ЯКЩО ВИ ВИКОРИСТОВУЄТЕ ПОДОВЖУВАЛЬНИЙ КАБЕЛЬ, СЛІД УПЕВНИТИСЯ, ЩО МАКСИМАЛЬНА НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ ПОДОВЖУВАЛЬНОГО ПРОВІДНИКА НЕ ПЕРЕВИЩЕНА.
4. НЕ КОРИСТУЙТЕСЯ НОЖАМИ АБО ІНШИМИ ГОСТРИМИ ПРЕДМЕТАМИ БІЛЯ ПРИСТРОЮ.
5. РЕКОМЕНДОВАНО ВИКОРИСТОВУВАТИ ПРИСТРІЙ НЕ РАНІШЕ, НІЖ ЧЕРЕЗ ГОДИНУ ПІСЛЯ ПРИЙОМУ ЇЖІ.
6. ПРИЛАД НЕ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ БУДЬ-ЯКИМИ ОСОБАМИ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ, СЕНСОРНИМИ АБО РОЗУМОВИМИ ЗДІБНОСТЯМИ, АБО НЕДОСТАТНІМ ДОСВІДОМ ТА ЗНАННЯМИ. ТАКОЖ ЦЯ УМОВА СТОСУЄТЬСЯ ДІТЕЙ. ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ ВИЩЕЗАЗНАЧЕНИМИ ОСОБАМИ МОЖЛИВО ВИКЛЮЧНО ПІД НАГЛЯДОМ, АБО З ДОЗВОЛУ ОСОБИ, ЩО ВІДПОВІДАЄ ЗА ЇХ БЕЗПЕКУ.
7. ДІТИ ПОВИННІ БУТИ ПІД НАГЛЯДОМ, АБИ БУТИ ПЕВНИМИ, ЩО ВОНИ НЕ ГРАЮТЬ З ПРИЛАДОМ. ДОРΟΣЛІ ПОВИННІ БУТИ ОБЕРЕЖНИМИ ПІД ЧАС КОРИСТУВАННЯ ПРИЛАДОМ ПОРУЧ З ДІТЬМИ ТА/АБО ТВАРИНАМИ.
8. ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ ПОВИННО БУТИ ЗРУЧНИМ ТА ПРИЄМНИМ; ЗА НАЯВНОСТІ СУМНІВІВ ПРОКОНСУЛЬТУЙТЕСЯ З ЛІКАРЕМ.
9. ПРИСТРІЙ ЯК ТАКИЙ НЕ Є МЕДИЧНИМ ПРИЛАДОМ; БУДЬ ЛАСКА, ПРИПИНІТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ, ЯКЩО ВІДЧУВАЄТЕ ДИСКОНФОРТ.
10. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ПРИЛАД У БЕЗПОСЕРЕДНІЙ БЛИЗКОСТІ ВІД БУДЬ-ЯКОЇ ВОДИ РАКОВИНИ, ВАННИ, ДУШУ АБО БАСЕЙНУ ДЛЯ ПЛАВАННЯ.

11. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ПРИСТРІЙ У БУДЬ-ЯКИХ МІСЦЯХ, ТАКИХ ЯК КУХНЯ, ДЕ ГАРЯЧА ОЛІЯ АБО ІНША РІДИНА МОЖУТЬ БРИЗКАТИ НА ПЛАСТИКОВІ ЧАСТИНИ, БУДЬ-ЯКИЙ КОНТАКТ З РІДИНОЮ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ПОШКОДЖЕННЯ ТА РУЙНУВАННЯ.
12. НЕ ТЯГНІТЬ ЗА ШНУР ЖИВЛЕННЯ; ЦЕ ВАЖЛИВО ДЛЯ УНИКНЕННЯ ПОЛОМОК ШНУРА АБО ПОШКОДЖЕННЯ З'ЄДНАННЯ.
13. НЕ КОРИСТУЙТЕСЯ ШНУРОМ ЖИВЛЕННЯ ПОРУЧ З НАГРІВАЛЬНИМИ ПРИЛАДАМИ АБО БУДЬ-ЯКИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ВОГНЮ
14. ПРИЛАД НЕ ПОВИНЕН ЗНАХОДИТИСЬ БІЛЯ ДЖЕРЕЛ ВИСОКОЇ ТЕМПЕРАТУРИ, ВІДКРИТОГО ВОГНЮ АБО ПІДДАВАТИСЯ ВПЛИВУ ПРЯМОГО СОНЯЧНОГО СВІТЛА.
15. НІКОЛИ НЕ ЗАНУРЮЙТЕ ПРИЛАД У БУДЬ-ЯКУ ВОДУ АБО РІДИНУ.
16. ВІД'ЄДНУЙТЕ ПРИЛАД ВІД МЕРЕЖІ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ, КОЛИ ВІН НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ, А ТАКОЖ ПЕРЕД ЙОГО ЧИЩЕННЯМ.
17. ЗБЕРІГАЙТЕ ВАШ ПРИСТРІЙ У ЧИСТОМУ, СУХОМУ МІСЦІ.
18. ЯКЩО ШНУР ЖИВЛЕННЯ ПОШКОДЖЕНИЙ, ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З МІСЦЕМ ПРИДБАННЯ АБО ПРОФЕСІЙНИМ ЕЛЕКТРИКОМ, З МЕТОЮ УНИКНЕННЯ ШКОДИ.
19. НЕ РОЗБИРАЙТЕ ПРИЛАД ТА НЕ ЗМІНЮЙТЕ ЙОГО КОНСТРУКЦІЮ.
20. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ПРИСТРІЙ, ЯКЩО ЙОГО КОРПУС ПОШКОДЖЕНИЙ АБО РОЗІБРАНИЙ.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА	E&M ACTIVE/MAGICTOUCH®MESK™
ПРОДУКТ	МАСАЖ ЛІКТІВ, ПЛЕЧЕЙ, КОЛІН
ВИРІБ №.	EM16
НОМІНАЛЬНА НАПРУГА	ПОСТІЙНИЙ СТРУМ 5 В
НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ	10 Вт
НОМІНАЛЬНИЙ ЧАС	10 ХВИЛИН
ЖИВЛЕННЯ	ЗМІННИЙ СТРУМ 100-240В 50/60Гц 0,35 А
ВАГА	0,79 КГ

\*ДЛЯ ОТРИМАННЯ БІЛЬШ ДЕТАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДИВ. ЕТИКЕТКУ ПРОДУКТУ. СПРОЄКТОВАНО ТА РОЗРОБЛЕНО E&M ACTIVE У ЛОНДОНІ, ВЕЛИКА БРИТАНІЯ.



ВИРОБЛЕНО В КИТАЇ.  
ЦЕЙ ПРИЛАД ВІДПОВІДАЄ ВСІМ ЄВРОПЕЙСЬКИМ ТА МІЖНАРОДНИМ ДИРЕКТИВАМ,  
ЯКІ ЙОГО СТОСУЮТЬСЯ.

## ДОГЛЯД ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

- 1.ЗАВЖДИ ВІД'ЄДНУЙТЕ ПРИСТРІЙ ВІД МЕРЕЖИ ЖИВЛЕННЯ ПЕРЕД ЧИЩЕННЯМ.
- 2.НЕ ЛИЙТЕ ВОДУ АБО БУДЬ-ЯКУ ІНШУ РІДИНУ (НАПРИКЛАД, БЕНЗИН, РОЗРІДЖУВАЧІ АБО КОРОЗІЙНИЙ РОЗЧИННИК) НА ПРИСТРІЙ АБО ВСЕРЕДИНУ.
- 3.НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ МОКРУ ТКАНИНУ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ ПРИЛАДУ. НАТОМІСТЬ ЗАСТОСОВУЙТЕ М'ЯКУ СУХУ ТКАНИНУ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ПОВЕРХНІ ПРОДУКТУ. ТАКОЖ РЕКОМЕНДОВАНО ПЕРІОДИЧНО ЧИСТИТИ ПРИЛАД ШЛЯХОМ ЛЕГКОГО ПРОТИРАННЯ М'ЯКОЮ ТКАНИНОЮ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ БУДЬ-ЯКОГО БРУДУ.
- 4.ПРОПОНУЄМО ВИКОРИСТОВУВАТИ ОРИГІНАЛЬНУ КОРОБКУ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ВАШОГО ПРИЛАДУ ПІСЛЯ ВИКОРИСТАННЯ. ВАЖЛИВО ЗБЕРІГАТИ ЙОГО У БЕЗПЕЧНОМУ, СУХОМУ ТА ЗАХИЩЕНОМУ ВІД ПИЛУ МІСЦІ.

## ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ГАРАНТІЇ

ПАРТНЕР E&M ACTIVE® ГАРАНТУЄ НОРМАТИВНИЙ ПЕРІОД ГАРАНТІЇ. ВАШ ПРИСТРІЙ МАЄ МІНІМАЛЬНИЙ ПЕРІОД ГАРАНТІЇ ОДИН (1) РІК, ПОЧИНАЮЧИ З ДАТИ, ВКАЗАНОЇ У РАХУНКУ ОРИГІНАЛЬНОГО ПРИДБАННЯ, АБО У ЧЕКУ ПРОДАЖУ. ЯКЩО ВИ ПОТРЕБУЄТЕ ДОПОМОГИ У ВИКОРИСТАННІ ВАШОГО ПРИЛАДУ, ОБСЛУГОВУВАННІ АБО РЕМОНТІ, ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З ОРИГІНАЛЬНИМ МІСЦЕМ ПРОДАЖУ. ВИРОБИ, ЯК ПРАВИЛО, ПОТРЕБУЮТЬ ПОВЕРНЕННЯ ДО ОРИГІНАЛЬНОГО МІСЦЯ ПРИДБАННЯ ЗА ВАШ РАХУНОК.

ГАРАНТІЯ НАШОГО ПАРТНЕРА ОБМЕЖЕНА РЕМОНТОМ АБО ЗАМІНОЮ ПРОДУКТУ. ПАРТНЕР E&M ACTIVE® ВИКОНАЄ РЕМОНТ АБО ЗАМІНУ БУДЬ-ЯКОЇ ДЕТАЛІ ПРИСТРОЮ БЕЗКОШТОВНО, ЯКЩО ПРОДУКТ БУДЕ ВИЗНАНО ДЕФЕКТНИМ ПРОТЯГОМ ВКАЗАНОГО ПЕРІОДУ. ГАРАНТІЯ НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ НА ЗНОС, ПОМИЛКИ КОРИСТУВАЧА, ВИПАДКОВЕ ПОШКОДЖЕННЯ, ПРИРОДНІ КАТАСТРОФИ, КОМЕРЦІЙНЕ АБО ЗАГАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ, ВЖИВАНІ ПРИСТРОЇ, НЕПРАВИЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ АБО РЕМОНТ, ВИКОНАНИЙ НЕ УПОВНОВАЖЕНИМ ДИЛЕРОМ АГЕНТОМ З ОБСЛУГОВУВАННЯ. ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН ЗАСТОСУВАННЯ ГАРАНТІЇ НЕ ПРИЗВЕДЕ ДО ПОВНОЇ ЗАМІНИ ПРИЛАДУ АБО ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ КЛІЄНТА.

## УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

НЕСПРАВНОСТІ	МОЖЛИВА ПРИЧИНА	РІШЕННЯ
ПРИСТРІЙ НЕ ПРАЦЮЄ	ПРИСТРІЙ ВИМКНЕНО.	ВИМКНУТИ ПРИСТРІЙ.
	ШТЕПСЕЛЬНА ВИЛКА НЕПРАВИЛЬНО ВСТАВЛЕНА В РОЗЕТКУ.	ПЕРЕВІРИТИ ВИМИКАЧ. ПЕРЕСВІДЧИТИСЯ, ЩО РОЗЕТКА ПЕРЕБУВАЄ У КОНТАКТІ З МЕРЕЖЕЮ.
	ПОШКОДЖЕННЯ ПРОДУКТУ.	ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З МІСЦЕМ ПРИДБАННЯ.
СЕНСОРНИЙ РК ЕКРАН НЕ ВІДПОВІДАЄ НА ДОТИК.	НА ПОВЕРХНІ СЕНСОРНОГО РК ЕКРАНУ ПРИСУТНЯ ВОДА.	ВИСУШИТИ ПОВЕРХНЮ. ПРАЦЮЙТЕ З ПРОДУКТОМ ТІЛЬКИ СУХИМИ РУКАМИ.
ЧЕРВОНА ЛАМПА (ЛАМПИ) НЕ СВІТИТЬСЯ.	РОЗБИТА КОЛБА ЛАМПИ АБО ПОЛАМАННИЙ ГНУЧКИЙ КАБЕЛЬ.	ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З МІСЦЕМ ПРИДБАННЯ.
ВІБРОМАСАЖ, АКУПРЕСУРА АБО ТЕПЛО НЕ ПРАЦЮЮТЬ	ПОШКОДЖЕННЯ ПРОДУКТУ.	ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З МІСЦЕМ ПРИДБАННЯ.
ПРИСТРІЙ РАПТОВО ПРИПИНИВ РОБОТУ	ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ПОТУЖНІСТЬ, ЩО ПЕРЕВИЩУЄ РЕКОМЕНДОВАНУ ПОТУЖНІСТЬ АБО НАПРУГУ.	ДОТРИМУЙТЕСЬ ТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИСТРОЮ, ВКАЗАНИХ НА ЕТИКЕТЦІ.
	ПРИЛАД ВИКОРИСТОВУВАВСЯ БЕЗПЕРЕРВНО ПРОТЯГОМ ТРИВАЛОГО ЧАСУ, ЩО ПРИЗВЕЛО ДО АВТОМАТИЧНОГО ВИМКНЕННЯ ЗАХИСНОГО КОНТУРА.	ВИМКНУТИ ВИМИКАЧ. ДАЙТЕ ПРИСТРОЮ ВІДПОЧИТИ ПРОТЯГОМ ЩОНАЙМЕНШЕ ПІВГОДИНИ. МАЙТЕ НА УВАЗІ, ЩО ПРИСТРОЄМ СЛІД КОРИСТУВАТИСЯ ПРОТЯГОМ РЕКОМЕНДОВАНОГО ЧАСУ, ТРИДЦЯТЬ ХВИЛИН.

ЯКЩО ВИ ПОТРЕБУЄТЕ ДОПОМОГИ У ВИКОРИСТАННІ ВАШОГО ПРИЛАДУ, ОБСЛУГОВУВАННІ АБО РЕМОНТІ, ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З ОРИГІНАЛЬНИМ МІСЦЕМ ПРОДАЖУ.

[WWW.EMACTIVE.COM](http://WWW.EMACTIVE.COM)



НҰСҚАУЛЫҚ

**MAGICTOUCH® MESK™**

ШЫНТАҚТАРДЫ, ИҰҚТАР МЕН ТІЗЕЛЕРДІ УҚАЛАУ

# E&M ACTIVE® АТЫНАН ШЫН ЖҮРЕКТЕН ҚҰТТЫҚТАУЛАР

**E&M ACTIVE® ТАҢДАҒАНЫҒЫЗ ҮШІН АЛҒЫС БІЛДІРЕМІЗ. БІЗ ДЕНСАУЛЫҚ ЖАҒДАЙЫН ТҮЗЕУ ІСІНЕ БЕРІЛГЕНБІЗ. БІЗДІҢ МИССИЯ ӘЛЕМДЕГІ ӘРҚАЙСЫСЫНА САПА, ТИІМДІЛІК ЖӘНЕ ДИЗАЙННЫҢ ЕҢ ЖОҒАРЫ СТАНДАРТТАРЫНА САЙ КЕЛЕТІН ЫҚТИМАЛ ӨНІМДЕРІНІҢ ТАҢДАУЛЫЛАРЫН ҰСЫНУ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ.**

**СІЗ E&M ACTIVE ЖАҢА ӨНІМІМЕН РАХАТТАНАСЫЗ ДЕП СЕНЕМІЗ. ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА ОСЫ НҰСҚАУЛЫҚТЫ МҰҚИЯТ ОҚЫҒЫЗ ЖӘНЕ ОНЫ КЕЛЕШЕКТЕ ОҚИ АЛАТЫНДАЙ ҚАУІПСІЗ ЖЕРДЕ САҚТАҒЫЗ.**

**E&M ACTIVE-те® БІЗ ӨСЕМДІК ПЕН ДЕНСАУЛЫҚТЫ ЖАСАЙМЫЗ,  
СОНДАЙ-АҚ СҮЙІСПЕНШІЛІКТІ ІСКЕ АСЫРАМЫЗ.**

**БІЗДІҢ ФИЛОСОФИЯ ӨМІРДІ СҮЙСІНУШІЛІКПЕН СҮРУ КЕРЕК, АЛ ДЕНСАУЛЫҚ  
ПЕН ӨСЕМДІК МАХАББАТПЕН ШАБЫТТАНУ ТИІС ДЕГЕНДІ БІЛДІРЕДІ.**

**БІЗДІҢ САУДА ТАҢБАМЫЗ ТУРАЛЫ АРТЫҚ БІЛУ ҮШІН [WWW.EMACTIVE.COM](http://WWW.EMACTIVE.COM) САЙТЫМЫЗҒА КЕЛІҢІЗ**

## БАСТАЙЫҚ

ЖҰМЫСТЫ БАСТАУ АЛДЫНДА.....	3
ҚАУІПСІЗДІК.....	8
ТЕХНИКАЛЫҚ АҚПАРАТ.....	10
КҮТУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ.....	11




## СІЗ БІЛГЕНІҢІЗ ЖӨН:


- ✓ ҚҰРЫЛҒЫ ТЕК ҮЙДЕ ҒАНА ҚОЛДАНЫЛУҒА АРНАЛҒАН.
- ✓ БҰЛ ОЙЫНШЫҚ ЕМЕС; ҚҰРЫЛҒЫ ТЕК ҮЛКЕНДЕРГЕ ҒАНА АРНАЛҒАН.
- ✓ ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНБАСАҢЫЗ ДА, ОНЫ ӘРҚАШАНДА БАЛАЛАР ЖӨНЕ ҮЙ ЖАНУАРЛАРЫ ТИМЕЙТІН ЖЕРДЕ САҚТАҢЫЗ

## СІЗДІҢ ӨНІМІҢІЗ

КӨМІРТЕК ТАЛШЫҒЫМЕН  
ҰЗЫН ТОЛҚЫНДЫ  
ИНФРАҚЫЗЫЛ ЖЫЛУ



ӨЛСІРІТЕТІН АКУПРЕССУРА  
УҚАЛАУЫ ЖӨНЕ КӨМІРТЕК  
ТАЛШЫҒЫМЕН ҰЗЫН  
ТОЛҚЫНДЫ ИНФРАҚЫЗЫЛ ЖЫЛУ



ДІРІЛДІ УҚАЛАУ

19 ҚЫЗЫЛ  
ЖАРЫҚДИОДТЫ СӨУЛЕ



СЕНСОРЛЫ СК ЭКРАН

ҚУАТТАНДЫРУДЫ ҚОСУ

ІШКИ БЕТ ҚАБАТЫ ЖҰМСАҚ  
МАТАДАН

БЕКІТУ БЕЛДІГІ

### СОНЫМЕН БІРГЕ ЖИЫНТЫҚТА



АДАПТЕР



ЖҰМСАҚ МАТАДАН  
ЖАСАЛҒАН СӨМКЕ




ҰЗАРТЫЛҒАН  
БЕЛБЕУ

ҚҰРЫЛҒЫ ЖИНАЛҒАН ТҮРІНДЕ ЖЕТКІЗІЛЕДІ. ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА БАРЛЫҚ ҚҰРАМДАСТАР ЖӨНЕ БЕКІТКІШТЕР СЕНІМДІ БЕКІТІЛГЕНІНЕ, СОНДАЙ-АҚ ҚҰРЫЛҒЫ ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА МІНСІЗ ЖАҒДАЙДА БОЛҒАНЫНА КӨЗ ЖЕТКІЗІҢІЗ. E&M ACTIVE ҰСЫНБАҒАН БАСҚА ЕШҚАНДАЙ ҚОСЫМША ЭЛЕМЕНТТЕРДІ ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ.®

## СІЗДІҢ ӨНІМІҢІЗ

## СЕНСОРЛЫ СК ЭКРАН



## ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА ДАЙЫНДЫҚ

- ✓ ҚОРАПТЫ АШЫҢЫЗ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛҒЫНЫ ШЫҒАРЫҢЫЗ.
- ✓ БАРЛЫҚ ҚОРҒАНЫС ҚАПТАМАНЫ АЛЫП ТАСТАҢЫЗ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛҒЫНЫ ЖЕЛІГЕ ҚОСЫҢЫЗ.
- ✓ ЖЕЛІДЕГІ КЕРНЕУ ЗАТТАҢБАДА КӨРСЕТІЛГЕНІНЕ САЙ БОЛҒАНЫНА КӨЗ ЖЕТКІЗГЕН ЖӨН.
- ✓ ҚОСҚАННАН КЕЙІН ҚОС./СӨНД. БАТЫРМАСЫНЫҢ КӨМЕСКІ ЖАРЫҒЫ ЖАНЫП ТҰРАДЫ.



## MAGIC TOUCH® MESH™

ШЫНТАҚТАРДЫ, ИЫҚТАР МЕН ТІЗЕЛЕРДІ УҚАЛАУ

I ДЕҢГЕЙ  
(БІР БӨЛІК ЖАРЫҚТАНДЫРЫЛҒАН)II ДЕҢГЕЙ  
(ЕКІ БӨЛІК ЖАРЫҚТАНДЫРЫЛҒАН)III ДЕҢГЕЙ  
(ҮШ БӨЛІК ЖАРЫҚТАНДЫРЫЛҒАН)

1. ҚОС./СӨНД. БАТЫРМАСЫ.
2. КӨМІРТЕК ТАЛШЫҒЫМЕН ҰЗЫН ТОЛҚЫНДЫ ИНФРАҚЫЗЫЛ ЖЫЛУДЫҢ БАТЫРМАСЫ
3. ӨЛСІРІТЕТІН АКУПРЕССУРА УҚАЛАУЫНЫҢ БАТЫРМАСЫ
4. ДІРІЛДІ УҚАЛАУ БАТЫРМАСЫ
5. ДІРІЛДІ УҚАЛАУ ҚАРҚЫНДЫЛЫҒЫНЫҢ ИНДИКАТОРЫ
6. АКУПРЕССУРА УҚАЛАУЫ ҚАРҚЫНДЫЛЫҒЫНЫҢ ИНДИКАТОРЫ
7. ҰЗЫН ТОЛҚЫНДЫ ИНФРАҚЫЗЫЛ ЖЫЛУ ҚАРҚЫНДЫЛЫҒЫНЫҢ ИНДИКАТОРЫ
8. КЕРІ ЕСЕПТЕУ ТАЙМЕРІ

## СІЗДІҢ ӨНІМІҢІЗ

## ҚҰРЫЛҒЫНЫ БАСҚАРУ

## 🔌 ҚОС./СӨНД. БАТЫРМАСЫ.

СІЗ БАТЫРМАНЫ БАСҚАНДА, ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ЖОҒАРЫ ДЫБЫСЫ ШЫҒАДЫ, БҰЛ ОНЫҢ ПАЙДАЛАНУҒА ДАЙЫН БОЛҒАНЫН КӨРСЕТЕДІ.

ҚҰРЫЛҒЫ БІРКЕЛКІ (I ДЕҢГЕЙ) ЖЫЛУМЕН, АКУПРЕССУРА УҚАЛАУЫМЕН ЖӘНЕ ДІРІЛДІ УҚАЛАУМЕН «ӘДЕПКІ ҚАЛПЫ БОЙЫНША» РЕЖИМІНЕ АУЫСАДЫ. ЕГЕР ҚҰРЫЛҒЫНЫ СӨНДІРГІҢІЗ КЕЛСЕ, ҚОС./СӨНД. БАТЫРМАСЫН БАСЫҢЫЗ - ҚҰРЫЛҒЫ ҮШ ЖОҒАРЫ ДЫБЫС ШЫҒАРАДЫ, БҰЛ ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ СӨНГЕНІН КӨРСЕТЕДІ.



🔊 КӨМІРТЕК ТАЛШЫҒЫМЕН ҰЗЫН ТОЛҚЫНДЫ ИНФРАҚЫЗЫЛ ЖЫЛУДЫҢ БАТЫРМАСЫ ЖЫЛЫТУ ҚАРҚЫНДЫЛЫҒЫН РЕТТЕЙДІ ӨЛСІРІТЕТІН АКУПРЕССУРА УҚАЛАУЫНЫҢ БАТЫРМАСЫ.

🕒 СІЗГЕ АКУПРЕССУРА ҚЫСЫМЫНЫҢ ДЕҢГЕЙІН ӨЗГЕРТУ МҮМКІНДІГІН БЕРЕДІ.

ДЕҢГЕЙЛЕР	ЖЫЛУ	ӨЛСІРІТЕТІН АКУПРЕССУРА УҚАЛАУЫ	ДІРІЛДІ УҚАЛАУ
I ДЕҢГЕЙ	35±3°C	43 кПа	5767±15% айн/мин
II ДЕҢГЕЙ	39±3°C	45 кПа	6130±15% айн/мин
III ДЕҢГЕЙ	42±3°C	48 кПа	6493±15% айн/мин

🕒 ДІРІЛДІ УҚАЛАУ БАТЫРМАСЫ ӨРБІР БАСҚАН САЙЫН ДІРІЛДЕУ ҚАРҚЫНДЫЛЫҒЫНЫҢ ДЕҢГЕЙІН ӨЗГЕРТЕДІ.  
🕒 УАҚЫТТЫ КЕРІ ЕСЕПТЕУ ТАЙМЕРІ ӘДЕПКІ ҚАЛПЫ БОЙЫНША УАҚЫТ КЕЗЕҢІ 10 МИНУТТЫ ҚҰРАЙДЫ.

## ОРНАЛАСТЫРУ



## MAGIC TOUCH® MESK™

ШЫНТАҚТАРДЫ, ИЫҚТАР МЕН ТІЗЕЛЕРДІ УҚАЛАУ

MAGIC TOUCH® MESK™ ҰЗЫН ТОЛҚЫНДЫ ИНФРАҚЫЗЫЛ ЖЫЛУДЫ ТАРАТАДЫ, ОНЫҢ КӘДІМГІ ЖЫЛЫТҚЫШ ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫҢ ЖӘНЕ ЖЫЛЫТУ ТӘСІЛДЕРІНІҢ АЛДЫНДА КӨПТЕГЕН АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ БАР. ТЕРЕҢ ЕНУДІҢ ҰЗЫН ТОЛҚЫНДЫ ИНФРАҚЫЗЫЛ СӘУЛЕЛЕРІН ЖАСАУ ҮШІН КӨМІРТЕК ТАЛШЫҒЫМЕН ҰЗЫН ТОЛҚЫНДЫ ЖЫЛЫТУ ЖҮЙЕСІ КӨМІРТЕК ТАЛШЫҒЫНАН ЖЫЛЫТУ ЭЛЕМЕНТТЕРІН ПАЙДАЛАНАДЫ. ЖЫЛУ ҚАН ТАМЫРЛАРЫНА ТЕРЕҢ ТАРАТЫЛАДЫ, АЙНАЛЫМДЫ ЖАҚСАРТАДЫ ЖӘНЕ ӨТТЕКПЕН БАЙЫТЫЛҒАН ҚАНҒА АЙНАЛАДАҒЫ ҰЛПАЛАРҒА ӨТУ МҮМКІНДІГІН БЕРЕДІ, БҰЛ ҚАБИҢУЛАР МЕН ЖАРАҚАТТАРДЫ ЕМДЕУГЕ КӨМЕКТЕСЕДІ.



ШЫНТАҚТАР



ИЫҚТАР



ТІЗЕЛЕР

## СІЗДІҢ КӨҢІЛ-КҮЙІҢІЗДІ ЖАҚСАРТУ ҮШІН ОЙҒА САЛУ

1. ДЕНЕ БӨЛІГІН ТАҢДАҢЫЗ ЖӘНЕ MAGIC TOUCH® MESK™ БЕКІТІП ҚОЙЫҢЫЗ, ӨНІМ БЕКІТІЛГЕНІНЕ КӨЗ ЖЕТКІЗІҢІЗ.
2. СІЗДІҢ ТАЛАПТАРЫҢЫЗҒА БАЙЛАНЫСТЫ МАССАЖЕР ТЕҢШЕЛІМДЕРІН РЕТТЕЙ АЛАСЫЗ.
3. ЕНДІ ТЕРЕҢ ДЕМ АЛЫҢЫЗ, БОЙЫҢЫЗДЫ ЕРКІН ҰСТАҢЫЗ ЖӘНЕ УҚАЛАУМЕН РАХАТТАНЫҢЫЗ!

\* ЖҮЙЕЛІ ЖАТТЫҒУЛАРДЫҢ ҚАНДАЙ БОЛСА ДА РЕТТІЛІГІНЕ КӨШЕР АЛДЫНДА СІЗДІҢ ДӨРІГЕРІҢІЗДЕН КЕҢЕС АЛЫҢЫЗ. E&M ACTIVE-пен ҰСЫНЫЛҒАН КЕЗ КЕЛГЕН АҚПАРАТ МЕДИЦИНАЛЫҚ ҰСЫНЫМ НЕМЕСЕ ДЕНСАУЛЫҚҚА НЕМЕСЕ ҚАНДАЙ БОЛСА ДА АУРУҒА БАЙЛАНЫСТЫ ҰСЫНЫМ БОЛЫП ЕСЕПТЕЛМЕЙДІ. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНА ОТЫРЫП СІЗ ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНҒАН КЕЗІНДЕ СІЗДІҢ ҚАНДАЙ БОЛСА ДА ҚАБЫЛДАҒАН ШЕШІМДЕР МЕН ҰСЫНЫМДАРЫҢЫЗДЫҢ НӘТИЖЕСІ БОЛҒАН КЕЗ КЕЛГЕН ЗАЛАЛДАРЫНА, ЖАРАҚАТТАРЫНА НЕМЕСЕ ЗАҚЫМДАНУЛАРЫНА ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ КӨТЕРЕСІЗ

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАҢАУ АЛДЫНДА, ӨТІНЕМІЗ, ОСЫ НҰСҚАУЛЫҚТЫ МҰҚИЯТ ОҚЫҢЫЗ. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАҢАУ УАҚЫТЫНДА ПАЙДАЛАҢАУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚТЫ ҚОЛДАНЫҢЫЗ. СОНДАЙ-АҚ КЕЛЕСІ АҚПАРАТПЕН ТАҢЫСЫҢЫЗ:

1. ОСЫ НҰСҚАУЛЫҚТЫ МҰҚИЯТ ОҚЫҢЫЗ ЖӘНЕ САҚТАҢЫЗ.
2. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ІСКЕ ҚОСАР АЛДЫНДА ЭЛЕКТРЖЕЛІДЕГІ ҚОЛЖЕТІМДІ КЕРНЕУ ЗАТТАҢБАДА КӨРСЕТІЛГЕН КЕРНЕУГЕ СӘЙКЕС КЕЛЕТІНДІГІНЕ КӨЗ ЖЕТКІЗІҢІЗ.
3. ЕГЕР СІЗ ҰЗАРТАТЫН КАБЕЛЬДІ ПАЙДАЛАНАТЫН БОЛСАҢЫЗ, ҰЗАРТАТЫН КАБЕЛЬДІҢ МАКСИМАЛДЫ АТАУЛЫ ҚУАТТЫЛЫҒЫ АСЫП КЕТПЕЙТІНІНЕ КӨЗ ЖЕТКІЗГЕН ЖӨН.
4. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ЖАНЫНДА ПЫШАҚТЫ НЕМЕСЕ БАСҚА ӨТКІР ЗАТТАРДЫ ҚОЛДАНБАҢЫЗ.
5. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ТАМАҚ ІШКЕННЕН КЕЙІН КЕМІНДЕ 1 САҒАТТАН КЕЙІН ПАЙДАЛАҢАУ ҰСЫНЫЛАДЫ.
6. ҚҰРЫЛҒЫ ФИЗИКАЛЫҚ, СЕНСОРЛЫҚ НЕМЕСЕ АҚЫЛ ҚАБИЛЕТТЕРІ ШЕКТЕЛГЕН НЕМЕСЕ ТӘЖІРИБЕСІ МЕН БІЛІМДЕРІ ЖЕТКІЛІКСІЗ ТҮЛҒАЛАРМЕН ҚОЛДАҢАУ ҮШІН АРНАЛМАҒАН. ОСЫ ШАРТ БАЛАЛАРҒА ДА АРНАЛҒАН. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ЖОҒАРЫДА АТАЛҒАН ТҮЛҒАЛАРМЕН ПАЙДАЛАҢАУ ОЛАРДЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІНЕ ЖАУАПТЫ БОЛАТЫН ТҮЛҒАНЫҢ БАЙҚАУЫМЕН НЕМЕСЕ РҰҚСАТЫМЕН ҒАНА БОЛАДЫ.
7. БАЛАЛАР ҚҰРЫЛҒЫМЕН ОЙНАМАЙТЫНЫНА СЕНІМДІ БОЛУ ҮШІН ОЛАР БАЙҚАУДА БОЛУЫ ТИІС. ҮЛКЕН АДАМДАР ҚҰРЫЛҒЫНЫ БАЛАЛАРДЫҢ ЖӘНЕ/НЕМЕСЕ ЖАНУАРЛАРДЫҢ МАҒАЙЫНДА ПАЙДАЛАҢАҒАНДА АБАЙ БОЛУЫ ТИІС.
8. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАҢАУ ИҢҒАЙЛЫ ЖӘНЕ ҰНАМДЫ БОЛУЫ ТИІС, ЕГЕР КҮМӨНІҢІЗ БОЛСА – ДӨРІГЕРДЕН КЕҢЕС АЛЫҢЫЗ.
9. ТАП МҰНДАЙ ҚҰРЫЛҒЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚҰРЫЛҒЫ БОЛЫП ТАБЫЛМАЙДЫ; ЕГЕР СІЗ ҚАНДАЙ БОЛСА ДА ЖАЙСЫЗДЫҚ СЕЗЕТІН БОЛСАҢЫЗ, ӨТІНЕМІЗ, ҚҰРЫЛҒЫ ПАЙДАЛАҢАУДЫ ТОҚТАТЫҢЫЗ.
10. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ҚАНДАЙ БОЛСА ДА СУДЫҢ, ШҰҢҒЫЛШАЛАРДЫҢ, ВАННА НЕМЕСЕ ЖҮЗУ БАССЕЙНДЕРІНІҢ ТІКЕЛЕЙ ЖАҚЫНДЫҒЫНДА ПАЙДАЛАҢАҒАҢЫЗ.

11. ҚҰРЫЛҒЫНЫ АС ҮЙІ СИЯҚТЫ ОРЫНДАРДА ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ, ОНДА ЫСТЫҚ МАЙДЫҢ НЕМЕСЕ БАСҚА СҰЙЫҚТЫҚТАРДЫҢ ТАМШЫЛАРЫ ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ПЛАСТИКАЛЫҚ БӨЛІКТЕРІНЕ ТҮСУІ МҮМКІН: СҰЙЫҚТЫҚПЕН КЕЗ КЕЛГЕН ТҮЙІСУ ЗАҚЫМДАНУЫНА ЖӘНЕ БҰЗЫЛУЫНА ҰШЫРАТУ МҮМКІН.
12. ҚҰАТ СЫМЫНАН ТАРТПАҢЫЗ, БҰЛ СЫМНЫҢ СЫНҒАНЫН НЕМЕСЕ ТҮЙІСУ ЗАҚЫМДАНУЛАРЫН БОЛДЫРМАУ ҮШІН МАҢЫЗДЫ.
13. ҚҰАТ СЫМЫН ЖЫЛЫТУ АСПАПТАРЫНЫҢ НЕМЕСЕ ҚАНДАЙ БОЛСА ДА ОТ КӨЗДЕРІНІҢ ЖАНЫНДА ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ.
14. ҚҰРЫЛҒЫ ЖОҒАРЫ ТЕМПЕРАТУРА, АШЫҚ ОТ КӨЗДЕРІНІҢ ЖАНЫНДА НЕМЕСЕ КҮН СӘУЛЕЛЕРІНІҢ ТІКЕЛЕЙ ӘСЕРІНДЕ БОЛУЫ ТИІС ЕМЕС.
15. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ЕШҚАШАН СУҒА НЕМЕСЕ ҚАНДАЙ БОЛСА ДА СҰЙЫҚТЫҚҚА БАТЫРМАҢЫЗ.
16. ҚҰРЫЛҒЫ ҚОЛДАНБАҒАН ЖАҒДАЙДА, СОНДАЙ-АҚ ТАЗАРТАР АЛДЫНДА ЭЛЕКТРЖЕЛІДЕН АЖЫРАТЫҢЫЗ.
17. СІЗДІҢ ҚҰРЫЛҒЫҢЫЗДЫ ТАЗА ҚҰРҒАҚ ЖЕРДЕ САҚТАҢЫЗ.
18. ЕГЕР ҚҰАТ СЫМЫ ЗАҚЫМДАНҒАН БОЛСА, ЗАЛАЛ КЕЛТІРУДІ БОЛДЫРМАУ ҮШІН САТЫП АЛҒАН ОРЫНҒА НЕМЕСЕ КӘСІБИ ЭЛЕКТРШІГЕ ЖҮГІНІҢІЗ.
19. ҚҰРЫЛҒЫНЫ БӨЛШЕКТЕМЕҢІЗ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫН ӨЗГЕРТПЕҢІЗ.
20. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ КОРПУСУ ЗАҚЫМДАНҒАН НЕМЕСЕ БӨЛШЕКТЕНГЕН БОЛСА ОНЫ ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ.

## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

САУДА ТАҢБАСЫ	E&M ACTIVE/MAGICTOUCH®MESK™
ӨНІМ	ШЫНТАҚТАРДЫ, ИЫҚТАР МЕН ТІЗЕЛЕРДІ УҚАЛАУ
№ БҰЙЫМ	EM16
АТАУЛЫ КЕРНЕУІ	ТҰРАҚТЫ ТОҚ 5 В
АТАУЛЫ ҚҰАТТЫ	10 Вт
АТАУЛЫ УАҚЫТ	10 МИНУТ
ҚҰАТТАНДЫРУ	АЙНЫМАЛЫ ТОК 100-240 В 50/60 Гц 0,35 А
САЛМАҒЫ	0,79 КГ

\*АСА ТОЛЫҚ АҚПАРАТ АЛУ ҮШІН ӨНІМНІҢ ЗАТТАҢБАСЫН ҚАР. ҰЛЫБРИТАНИЯ, ЛОНДОНДА E&M ACTIVE ЖОБАЛАНҒАН ЖӘНЕ ӨЗІРЛЕНГЕН.



ҚЫТАЙДА ӨНДІРІЛГЕН.  
ОСЫ ҚҰРЫЛҒЫ ӨЗІНЕ ҚАТЫСТЫ БАРЛЫҚ ЕУРОПАЛЫҚ ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ДИРЕКТИВАЛАРҒА СӘЙКЕС КЕЛЕДІ.

## КҮТУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

1. ТАЗАРТУ АЛДЫНДА ҚҰРЫЛҒЫНЫ ӨРҚАШАН СӨНДІРІҢІЗ.
2. СУДЫ НЕМЕСЕ ҚАНДАЙ БОЛСА ДА БАСҚА СҰЙЫҚТЫҚТЫ (МӨСЕЛЕН, БЕНЗИН, СҰЙЫЛТҚЫШ НЕМЕСЕ КОРРОЗИЯЛЫҚ ЕРІТКІШ) ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ҮСТІНЕ НЕМЕСЕ ІШІНЕ ҚҰЙМАҢЫЗ.
3. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ТАЗАРТУ ҮШІН ЫЛҒАЛДЫ МАТАНЫ ҚОЛДАНБАҢЫЗ. ӨНІМНІҢ БЕТ ҚАБАТЫН ТАЗАРТУ ҮШІН ЖҰМСАҚ МАТАНЫ ПАЙДАЛАНЫҢЫЗ. СОНЫМЕН ҚАТАР, КЕЗ КЕЛГЕН ЛАСТАНАУЛАРДЫ КЕТІРУ ҮШІН ҚҰРЫЛҒЫНЫ ЖҰМСАҚ МАТАМЕН ЖЕҢІЛ СҮРТУ ЖОЛЫМЕН МЕРЗІМДІ ТАЗАРТУ ҰСЫНЫЛАДЫ.
4. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНБАҒАН УАҚЫТТА ОНЫ ТҮПНҰСҚАЛЫ ҚОРАПТА САҚТАУДЫ ҰСЫНАМЫЗ. ОНЫ ҚАУІПСІЗ ЖӘНЕ ҚҰРҒАҚ, ШАҢНАН ҚОРҒАЛҒАН ЖЕРДЕ САҚТАУ МАҢЫЗДЫ.

## КЕПІЛДІККЕ ҚАТЫСТЫ АҚПАРАТ

E&M ACTIVE® СЕРІКТЕСІ КЕПІЛДІКТИҢ НОРМАТИВТІК МЕРЗІМІНЕ КЕПІЛДІК БЕРЕДІ. БАСТАПҚЫ САТЫП АЛУ ШОТЫНДА НЕМЕСЕ САТУ ЧЕГІНДЕ КӨРСЕТІЛГЕН ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ МИНИМАЛДЫ КЕПІЛДІК МЕРЗІМІ (1 ЖЫЛ) БАР. СІЗГЕ ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНУДА КӨМЕК, ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ НЕМЕСЕ ЖӨНДЕУ КЕРЕК БОЛСА, ҚҰРЫЛҒЫНЫ БАСТАПҚЫ САТЫП АЛҒАН ОРЫНҒА ЖҮГІНІҢІЗ. БҰЙЫМ, НЕГІЗІНДЕ, БАСТАПҚЫ САТЫП АЛҒАН ОРЫНҒА СІЗДІҢ ЕСЕБІҢІЗДЕН ҚАЙТАРЫЛАДЫ.

E&M ACTIVE®-тің СЕРІКТЕСІМЕН ҰСЫНЫЛҒАН КЕПІЛДІК ЖӨНДЕУМЕН НЕМЕСЕ ӨНІМ АУЫСТЫРУМЕН ШЕКТЕЛЕДІ: ЕГЕР ӨНІМ АҚАУЛЫ БОЛЫП ТАНЫЛСА, E&M ACTIVE® СЕРІКТЕСІ КӨРСЕТІЛГЕН МЕРЗІМ ІШІНДЕ ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ҚАНДАЙ БОЛСА ДА БӨЛШЕГІН ЖӨНДЕУДІ НЕМЕСЕ АУЫСТЫРУДЫ ТЕГІН ЖҮЗЕГЕ АСЫРАДЫ. КЕПІЛДІК ТОЗУҒА, ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ ҚАТЕЛІКТЕРІНЕ, КЕЗДЕЙСОҚ ЗАҚЫМДАНУЛАРҒА, ТАБИҒИ АПАТТАРҒА, КОММЕРЦИЯЛЫҚ НЕМЕСЕ ЖАЛПЫ ПАЙДАЛАНУҒА, ПАЙДАЛАНУДА БОЛҒАН ҚҰРЫЛҒЫЛАРҒА, ДҰРЫС ПАЙДАЛАНБАУҒА НЕМЕСЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ҮШІН УӘКІЛЕТТІ ДИЛЕР, АГЕНТ БОЛМАЙТЫН ҚАНДАЙ БОЛСА ДА ТҰЛҒАМЕН ЖӨНДЕУГЕ ТАРАТЫЛМАЙДЫ. КЕПІЛДІКТІ ПАЙДАЛАНУ ҚҰРЫЛҒЫНЫ ТОЛЫҒЫМЕН АУЫСТЫРУ НЕМЕСЕ КЛИЕНТТІҢ ШЫҒЫСТАРЫН ТОЛТЫРУ ҮШІН ЕШБІР ЖАҒДАЙЛАРДА ҰШЫРАТПАЙДЫ.

## АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ

АҚАУЛЫҚТАР	ЫҚТИМАЛ СЕБЕБІ	ШЕШІМ
ҚҰРЫЛҒЫ ЖҰМЫС ІСТЕМЕЙДІ.	ҚҰРЫЛҒЫ СӨНДІРІЛГЕН.	ҚҰРЫЛҒЫНЫ ҚОСЫҢЫЗ.
	АШАЛЫҚ АЙЫРЫ РЕЗЕТКІГЕ ДҰРЫС САЛЫНБАҒАН.	СӨНДІРГІШТІ ТЕКСЕРІҢІЗ. РЕЗЕТКІДЕ ЖЕЛІМЕН ТҮЙІСУ БАР БОЛҒАНЫНА КӨЗ ЖЕТКІЗІҢІЗ.
	ӨНІМНІҢ ЗАҚЫМДАНУЫ.	САТЫП АЛҒАН ОРНЫНА ЖҮГІНІҢІЗ.
СЕНСОРЛЫ СК ЭКРАН ТҮРТКЕНІЗГЕ ЖАУАП БЕРМЕЙДІ.	СК ЭКРАНЫҢ БЕТКІ ҚАБАТЫНДА СУ БАР.	БЕТКІ ҚАБАТЫН КЕПТІРІҢІЗ. ӨНІММЕН ҚҰРҒАҚ ҚОЛМЕН ҒАНА ЖҰМЫС ІСТЕҢІЗ.
ҚЫЗЫЛ ШАМЫ (ШАМДАРЫ) ЖЫЛТЫЛДАМАЙДЫ.	ШАМНЫҢ САУЫТЫ ҚИРАТЫЛҒАН НЕМЕСЕ ИЛІМДІ КАБЕЛЬ СЫНҒАН.	САТЫП АЛҒАН ОРНЫНА ЖҮГІНІҢІЗ.
ДІРІЛДЕУ, ҚЫСЫМ НЕМЕСЕ ЖЫЛЫТУ ЖҰМЫС ІСТЕМЕЙДІ.	ӨНІМНІҢ ЗАҚЫМДАНУЫ.	САТЫП АЛҒАН ОРНЫНА ЖҮГІНІҢІЗ.
ҚҰРЫЛҒЫ КЕНЕТТЕН ЖҰМЫС ІСТЕМЕЙ ҚАЛДЫ.	ҰСЫНЫЛҒАН ҚАУТТЫЛЫҚТАН НЕМЕСЕ КЕРНЕУДЕН АСЫП ТҰРҒАН ҚАУТТЫЛЫҚ ҚОЛДАНЫЛАДЫ.	ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ЗАТТАҢБАСЫНДА КӨРСЕТІЛГЕН ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫН ҰСТАНЫҢЫЗ.
	ҚҰРЫЛҒЫ ҰЗАҚ УАҚЫТ БОЙЫ ҮЗІЛСІЗ ПАЙДАЛАНҒАН БОЛАТЫН, БҰЛ ҚОРҒАНЫС КОНТУРЫНЫҢ АВТОМАТТЫ ТҮРІНДЕ СӨНУІНЕ ҰШЫРАТТЫ.	ҚҰРЫЛҒЫНЫ ІСКЕ ҚОСЫҢЫЗ. ДЕМ АЛУ ҮШІН КЕМІНДЕ ЖАРТЫ САҒАТ БЕРІҢІЗ. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ОТЫЗ МИНУТ ҚҰРАЙТЫН ҰСЫНЫЛҒАН УАҚЫТ БОЙЫ ПАЙДАЛАНУҒА БОЛМАЙТЫНЫН ЕСКЕРТІҢІЗ.

СІЗГЕ ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНУДА КӨМЕК, ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ НЕМЕСЕ ЖӨНДЕУ КЕРЕК БОЛСА, ҚҰРЫЛҒЫНЫ БАСТАПҚЫ САТЫП АЛҒАН ОРЫНҒА ЖҮГІНІҢІЗ.

WWW.EMACTIVE.COM



TOWER BRIDGE, LONDON, UK - ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  
TOWER BRIDGE, LONDON, UK - ВЕЛИКА БРИТАНИЯ  
TOWER BRIDGE, LONDON, UK - УЛЫБРИТАНИЯ

WWW.EMACTIVE.COM